

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Para Citometria De Fluxo - P26151

Número do item: CM0005241

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao FcγRI/CD64 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Este receptor de alta afinidade para Fc de IgG é específico de macrófagos, desempenhando papéis fundamentais na imunidade inata e adaptativa. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
Observações/Apelido	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2209
ID do Gene	14129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-297 do FcγRI/CD64 de camundongo (NP_034316.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26151
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo