

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Flt3/Cd135 Para Fc - Q00342

Número do item: CM0010647

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao Flt3/CD135 de rato, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de diferenciação de células estaminais e progenitoras hematopoiéticas e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Flt3/CD135
Observações/Alias	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	2322
ID do Gene	14255
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00342
Peso Proteico	114kDa
Envio	Saco de gelo