

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Foxp3 De Camundongo Para Fc (Intra) - Q99Jb6

Número do item: CM0011969



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-FOXP3 de camundongo para citometria de fluxo intracelular. Reage com FOXP3 de camundongo (scurfin), um regulador transcrricional essencial para o desenvolvimento das células Treg. Validado para amostras de camundongo. - Q99JB6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-FOXP3 de camundongo
Observações/alias	sf; JM2; scurfin
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	50943
ID do gene	20371
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de Foxp3 de camundongo (NP_473380.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q99JB6
Peso da proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo