

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo H-2Kd/H-2Dd Conjugado A Para Fc - P01902 / P01900

Número do item: CM0010340



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado a moléculas de classe I do MHC H-2Kd/H-2Dd de camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa em imunologia sobre apresentação de antígenos e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Anti-Camundongo H-2Kd/H-2Dd
Observações/Apelido	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Espécie	Camundongo
GeneID	14972/14964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-301 do H-2Kd/H-2Dd de camundongo (NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01902/P01900
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo