


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-I-A De Camundongo Para Fc - P14483

Número do item: CM0012374



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o antígeno I-A (H-2I) do MHC de classe II de camundongo, validado para citometria de fluxo. Específico para camundongo, adequado para pesquisas em imunologia sobre apresentação de antígenos e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho anti-I-A de Camundongo                                                                                              |
| Observações/Alíás   | H-2I; I-Ad, -Ed; aloantígenos I-Eb e I-Ek do MHC de classe II; Ag Ia; MHC II                                                      |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 474382                                                                                                                            |
| GeneID              | 14961                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-219 de H2-Ab1 de camundongo (NP_996988.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                        |
| SWISS               | P14483                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 30 kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |