


Coelho Anti-Mouse I-A Anticorpo Monoclonal Para Fc - P14483

Número do item: CM0005772



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para aloantígenos de classe II do MHC de camundongo I-A (H2-Ab1). Validado para citometria de fluxo, reconhecendo o domínio extracelular. UniProt: P14483.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse I-A mAb
Observações/Apelido	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb e I-Ek aloantígenos de classe II do MHC; Ia Ag; MHC II
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	474382
GeneID	14961
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-219 do H2-Ab1 de camundongo (NP_996988.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P14483
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo