

Mab De Coelho Anti-Icos/Cd278 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q9Wvs0

Número do item: CM0008609

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra ICOS/CD278 de camundongo, validado especificamente para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Ideal para estudar a coestimulação de células T, respostas imunes e interações entre células T e B. UniProt: Q9WVS0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-ICOS/CD278 de camundongo
Observações/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espécie	Camundongo
GeneID (Camundongo)	54167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 de ICOS/CD278 de camundongo (NP_059508.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso da Proteína	22KDa
Envio	Bolsa de gelo