

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Icos/Cd278 Para Citometria De Fluxo - Q9Wvs0

Número do item: CM0006177

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao ICOS/CD278 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Um receptor coestimulatório crucial para respostas de células T e troca de classe de anticorpos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo ICOS/CD278
Observações/Apelido	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29851
GeneID	54167
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22KDa
Envio	Em saco de gelo