

Coelho Anti-Mouse Icos/Cd278 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q9Wvs0

Número do item: CM0010145

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o ICOS/CD278 de camundongo para citometria de fluxo. Detecta um recetor de custoestimulação de células T chave envolvido nas respostas imunes. Reage cruzadamente com camundongo. Peso da proteína ~22 KDa. Q9WVS0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
Observações/Apelido	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29851
GeneID (Camundongo)	54167
Imunogénio	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 do ICOS/CD278 de camundongo (NP_059508.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso da Proteína	22 KDa
Envio	Saco de gelo