

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Icos/Cd278 Para Citometria De Fluxo - Q9Wvs0

Número do item: CM0004867

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o ICOS/CD278 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar coestimulação de células T, respostas imunes e interações células T-B.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Mouse ICOS/CD278 mAb                                                                                                      |
| Observações/Apelido | H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115                                                                                                         |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano) | 29851                                                                                                                                 |
| ID do Gene          | 54167                                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 do ICOS/CD278 de camundongo (NP_059508.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9WVS0                                                                                                                                |
| Peso da Proteína    | 22KDa                                                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                          |