

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifn-Gama De Camundongo Para Fc (Intracelular) - P01580

Número do item: CM0010520

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para o interferon gama de camundongo (IFNG, P01580). Desenvolvido para citometria de fluxo intracelular, apresenta reação cruzada com camundongo e é indicado para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IFN-gama de camundongo
Observações/Apelido	Ifg; If2f; IFN-g
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3458
GeneID	15978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 do IFN-gama de camundongo (NP_032363.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01580
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo