

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Ifn-Gamma Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P01580

Número do item: CM0012349

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse IFN-gamma conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Específico para IFN-gamma de camundongo, este anticorpo apoia a pesquisa imunológica e o desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IFN-gamma mAb
Observações/Apelido	Ifg; If2f; IFN-g
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3458
GeneID	15978
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 do IFN-gamma de camundongo (NP_032363.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01580
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Saco com gelo