

Mab De Coelho Anti-Iga De Camundongo (Fc)

Número do item: CM0004996

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à IgA de camundongo (região Fc). Desenvolvido para citometria de fluxo intracelular (CF). Validado em amostras de camundongo com imunógeno recombinante que abrange os aminoácidos 99-344. Ideal para pesquisa em imunidade da mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb de coelho anti-IgA de camundongo (Fc)
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-344 da IgA de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Bolsa de gelo