

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgA (Fc) De Camundongo

Número do item: CM0004781

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade, reconhecendo especificamente a região Fc da IgA de camundongo. Ideal para citometria de fluxo intracelular (FC intra) em estudos de imunologia e imunidade mucosa. Matéria-prima IVD confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgA (Fc) de Camundongo
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-344 da IgA de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Em saco de gelo