


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgE De Rato Para Fc - P06336

Número do item: CM0005253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da IgE de rato. Adequado para citometria de fluxo intracelular. Reage especificamente com a IgE de rato. Peso molecular aproximadamente 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgE de Rato
Observações/Apelido	IGHE, Ig epsilon chain C region
Espécie	Rato
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 83-421 da IgE de rato (P06336)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06336
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo