


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgE De Rato Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P06336

Número do item: CM0011739



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia pesada de IgE de rato. Validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para detectar células B e plasmócitos que expressam IgE em modelos murinos de alergia e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgE de Rato
Observações/Apelido	IGHE, região C da cadeia épsilon de Ig
Espécie	Rato
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 83-421 da IgE de rato (P06336)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06336
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo