


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgE De Camundongo Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P06336

Número do item: CM0008960



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a região constante da IgE de camundongo (P06336). Validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para o estudo da imunidade mediada por IgE em doenças alérgicas e parasitárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgE de camundongo
Observações/Apelido	IGHE, região C da cadeia épsilon da Ig
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 83-421 da IgE de camundongo (P06336).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P06336
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo