


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgG1 De Camundongo Para Cf - P01868

Número do item: CM0011425



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgG1 de camundongo para citometria de fluxo. Imunógeno de proteína recombinante, específico para IgG1 de camundongo. Ideal para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgG1 de camundongo
Observações/Alias	IgG1
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-324 da IgG1 de camundongo (P01868)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01868
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo