


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igg1 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P01868

Número do item: CM0009721



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à região constante da IgG1 de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC) com amostras de camundongo. Ideal para detecção específica de isotipo em pesquisas imunológicas e no desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IgG1 de Camundongo
Observações/Alíás	IgG1
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-324 da IgG1 de camundongo (P01868)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01868
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo