


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse IgG1 Para Citometria De Fluxo - P01868

Número do item: CM0006003



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse IgG1 conjugado com de alta afinidade para citometria de fluxo (FC). O imunogênio recombinante visa a região constante, validado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IgG1 mAb
Observações/Apelido	IgG1
Espécie	Camundongo
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-324 do IgG1 de camundongo (P01868)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01868
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo