

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igg2B De Camundongo Para Fc - P01867-2

Número do item: CM0008741

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à IgG2b de camundongo (Igh-3). Validado para citometria de fluxo (FC) com amostras de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e detecção de isotipos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgG2b de Camundongo
Observações/Apelido	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Espécie	Camundongo
GeneID	16016
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 14-113 da IgG2b de camundongo (P01867-2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01867-2
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo