

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgM De Camundongo Conjugado Com - P01872

Número do item: CM0010872



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia pesada de IgM de camundongo. Validado para detecção por citometria de fluxo (FC) de células B que expressam IgM de camundongo, apoiando pesquisas em imunoglobulinas e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgM de camundongo                                                                      |
| Observações/Apelido | Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M                                                                                               |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 da IgM de camundongo (P01872) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | FC                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                 |
| SWISS               | P01872                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                            |