

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IgM Para Fc - P01872

Número do item: CM0011759



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Camundongo IgM para citometria de fluxo (FC), direcionado à região constante de IgM (Igh6). Reage com camundongo. Ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisa de imunidade humoral. A CamelBio fornece matérias-primas para IVD validadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-Camundongo IgM
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 da IgM de camundongo (P01872).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa/53kDa
Remessa	Saco de gelo