

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IgM Para Fc - P01872

Número do item: CM0009835



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-camundongo IgM conjugado com , validado para citometria de fluxo (FC) em camundongo. Imunógeno recombinante abrange os aminoácidos 105-454 da região constante da cadeia pesada de IgM (P01872). Ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisa de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IgM
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 da IgM de camundongo (P01872)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa/53kDa
Envio	Em saco de gelo