

Coelho Anti-Mouse IgM Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P01872

Número do item: CM0004306



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a região constante pesada de IgM de camundongo (P01872) para citometria de fluxo. Específico para camundongo, permitindo estudos de células B e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IgM mAb
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 da IgM de camundongo (P01872)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo