


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IL-12 P40 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P43432

Número do item: CM0010852



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra IL-12 p40 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Reconhece a subunidade p40 comum à IL-12 e IL-23, reguladores-chave da imunidade e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IL-12 p40
Observações/Apelido	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-335 da IL-12 p40 de camundongo (NP_001290173.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Remessa	Saco de gelo