

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo IL-13 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P20109

Número do item: CM0005602

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Interleucina-13 (IL-13) de camundongo. Projetado para citometria de fluxo intracelular, adequado para estudos sobre inflamação alérgica, sinalização de citocinas e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo IL-13
Observações/Apelido	IL-13
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3596
GeneID	16163
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20109
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Envio	Em saco de gelo