

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse IL-13 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P20109

Número do item: CM0004134

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o IL-13 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Reage com camundongo, citocina de 14 kDa envolvida na inflamação alérgica e resposta imune. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL-13 mAb
Observações/Apelido	IL-13
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3596
GeneID	16163
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-131 do IL-13 de camundongo (NP_032381.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20109
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo