

Coelho Anti-Mouse IL-17A Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q62386

Número do item: CM0011344

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL-17A de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Reconhece a citocina de 18 kDa, adequado para pesquisas sobre Th17 e imunidade inata em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL-17A mAb
Observações/Apelido	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3605
GeneID	16171
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 do IL17A de camundongo. (NP_034682.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62386
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Saco com gelo