

Coelho Anti-Mouse IL-9 Mab - P15247

Número do item: CM0004923



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra interleucina-9 de camundongo (IL-9, P40) para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras de camundongo, tem como alvo uma citocina chave Th2 envolvida na resposta imune e na diferenciação de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL-9 mAb
Observações/Apelido	P40; IL-9
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3578
ID do Gene	16198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-114 da IL-9 de camundongo (NP_032399.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15247
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo