

Mab Coelho Anti-Rato IL1R1/Cd121A - P13504

Número do item: CM0008246

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL1R1/CD121a de rato. Validado para citometria de fluxo (CF). Reage especificamente com o receptor tipo 1 de IL-1 de rato. Ideal para estudos imunológicos e neuroinflamatórios.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato IL1R1/CD121a
Observações/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Espécie	Rato
GeneID (humano)	3554
GeneID	16177
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-338 da IL1R1/CD121a de rato (NP_032388.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P13504
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de gelo