

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1R1/Cd121A De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P13504

Número do item: CM0010088

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o receptor tipo 1 da interleucina-1 de camundongo (IL1R1/CD121a) para citometria de fluxo. Validado em amostras de camundongo. Ideal para pesquisas sobre sinalização da IL-1 e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IL1R1/CD121a de camundongo
Observações/Apelidos	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3554
GeneID	16177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-338 de IL1R1/CD121a de camundongo (NP_032388.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P13504
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo