

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino IL22 Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9Jjy9

Número do item: CM0009621



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para IL-22 murino, validado para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Ideal para pesquisa sobre sinalização de citocinas, regeneração de tecidos e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Murino IL22 mAb
Observações/Alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Espécie	Murino
ID do Gene (Humano)	50616
ID do Gene (Murino)	50929
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	Q9JJY9
Peso da Proteína	20kDa
Transporte	Saco de gelo