

Coelho Anti-Mouse IL22 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9Jjy9

Número do item: CM0009506



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL22 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para investigar a regeneração epitelial mediada por IL-22, a função de barreira e as respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL22 mAb
Observações/Apelido	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	50616
GeneID	50929
Imunogénio	Proteína de fusão recombinada contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-179 do IL22 de camundongo (NP_058667.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QJJY9
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo