

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mus Integrina Alfa 1/Cd49A Para Fc - Q3V3R4

Número do item: CM0011060

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mus integrina alfa 1/CD49a conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de laminina/collagen envolvido na adesão celular e na regulação do crescimento. Reage com mus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mus Integrina alfa 1/CD49a
Observações/Apelido	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Espécie	Mus
ID do Gene (Humano)	3672
ID do Gene	109700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da Integrina alfa 1/CD49a de mus (NP_001028400.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mus
SWISS	Q3V3R4
Peso da Proteína	130kDa
Transporte	Bolsa de gelo