

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 2/Cd49B De Camundongo Para Fc - Q62469

Número do item: CM0008013

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra a Integrina alfa 2/CD49b de camundongo (DX5, GPIa). Validado para citometria de fluxo, tendo como alvo o receptor de colágeno envolvido na adesão e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Integrina alfa 2/CD49b de camundongo
Observações/alias	DX5; GPIa; CD49B
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3673
ID do gene (camundongo)	16398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 168-366 da Integrina alfa 2/CD49b de camundongo (NP_032422.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de fluxo)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q62469
Peso da proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo