

Coelho Anti-Mouse Integrina Alfa 2/Cd49B Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q62469

Número do item: CM0012642

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a Integrina alfa 2/CD49b de camundongo (DX5, GPIa, CD49B). Validado para citometria de fluxo (FC). A integrina alfa-2/beta-1 é um recetor de colagénio envolvido na adesão celular e na organização da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse Integrina alfa 2/CD49b mAb
Observações/Apelido	DX5; GPIa; CD49B
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3673
GeneID (Camundongo)	16398
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-366 da Integrina alfa 2/CD49b de camundongo (NP_032422.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62469
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo