

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Integrina Alfa 2/Cd49B Para Citometria De Fluxo - Q62469

Número do item: CM0009174

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que se liga especificamente à integrina alfa-2/CD49b de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reconhece um receptor de colágeno crucial para a adesão celular e função plaquetária. Adequado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse Integrina alfa 2/CD49b mAb
Observações/Apelido	DX5; GPIa; CD49B
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3673
GeneID	16398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-366 da integrina alfa 2/CD49b de camundongo (NP_032422.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62469
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco com gelo