

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Jam-1/Cd321 Para Fc - O88792

Número do item: CM0004681



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a JAM-1/CD321 de camundongo (UniProt O88792). Desenvolvido para citometria de fluxo, este anticorpo auxilia na pesquisa sobre junções apertadas, transmigração de leucócitos e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse JAM-1/CD321
Observações/Apelidos	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	50848
GeneID	16456
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-242 da JAM-1/CD321 de camundongo (NP_766235.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88792
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo