

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Jam-1/Cd321 Para Citometria De Fluxo - O88792

Número do item: CM0008138



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra JAM-1/CD321 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece a molécula de adesão juncional A de 32kDa envolvida na formação de junções estreitas e na transmigração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo JAM-1/CD321
Observações/Apelido	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	50848
GeneID	16456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-242 do JAM-1/CD321 de camundongo (NP_766235.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88792
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo