

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ki67 De Camundongo - E9Pvx6

Número do item: CM0008343

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado contra o Ki67 de camundongo, conjugado com . Validado para citometria de fluxo intracelular, um marcador essencial de proliferação para pesquisas sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ki67 de camundongo
Observações/Apelido	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4288
GeneID	17345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1816-2163 do Ki67 de camundongo (NP_001074586.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	E9PVX6
Peso da proteína	351 kDa
Envio	Bolsa de gelo