

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Ki67 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - E9Pvx6

Número do item: CM0012258

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Ki67 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta o marcador de proliferação Ki-67 de 351 kDa em amostras de camundongo. Ideal para estudos de ciclo celular e proliferação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse Ki67
Observações/Apelido	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1816-2163 de Ki67 de camundongo (NP_001074586.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	E9PVX6
Peso da Proteína	351 kDa
Envio	Saco de gelo