

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Lamp1/Cd107A Para Citometria De Fluxo - P11438

Número do item: CM0004936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-rato LAMP1/CD107a conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo uma glicoproteína de membrana lisossomal envolvida na autofagia, citotoxicidade de células NK e metástase. Imunogénio recombinante correspondente aos aminoácidos 208-363.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato LAMP1/CD107a
Observações/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Rato)	16783
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-363 do LAMP1/CD107a de rato (NP_034814.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo