

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lamp1/Cd107A De Camundongo Para If/Icc, Fc - P11438

Número do item: CM0011296



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra LAMP1/CD107a de camundongo para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para estudos de biogénese lisossomal, autofagia e citotoxicidade de células NK. Reage de forma cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-LAMP1/CD107a de camundongo
Observações/Alcunhas	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Camundongo)	16783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de camundongo (NP_034814.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P11438
Peso da proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo