


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Lamp1/Cd107A Para If/Icc, Fc - P11438

Número do item: CM0006197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a LAMP1/CD107a de camundongo. Validado para aplicações de imunofluorescência e citometria de fluxo, ideal para estudar a biologia dos lisossomos, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino LAMP1/CD107a
Observações/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3916
ID do Gene	16783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de camundongo (NP_034814.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P11438
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo