

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Ly-49D Para Fc - Q60651

Número do item: CM0011832

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a Ly-49D (KLRA4) de camundongo, validado para análise por citometria de fluxo da expressão do receptor de células NK. Reage com amostras de camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse Ly-49D
Observações/Apelido	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Espécie	Camundongo
ID do Gene	16635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-263 de Ly-49D de camundongo (NP_001239506.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60651
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo