

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Ly-49D Conjugado A Para Citometria De Fluxo - Q60651

Número do item: CM0011613

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao Ly-49D de camundongo (Receptor 4 semelhante a lectina de células assassinas). Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de receptores de células NK e perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Ly-49D
Observações/Apelido	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Espécie	Camundongo
GeneID	16635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 66-263 do Ly-49D de camundongo (NP_001239506.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60651
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo