

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ly-6A/E (Sca-1) De Camundongo Para Fc - P08648

Número do item: CM0010275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo, ideal para pesquisas com células-tronco e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo
Observações/alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espécie	Camundongo
GeneID	110454
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P08648
Peso da proteína	114 kDa
Envio	Bolsa de gelo