

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Ly-6A/E (Sca-1) Para Citometria De Fluxo - P05533

Número do item: CM0011491

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Ly-6A/E (Sca-1) de murino validado para citometria de fluxo. Reage com amostras de murino. Ideal para pesquisa de células-tronco e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino Ly-6A/E (Sca-1)
Observações/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espécie	Murino
GeneID	110454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-111 de Ly-6A/E (Sca-1) de murino (NP_034868.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P05533
Peso Proteico	114kDa
Transporte	Bolsa de gelo