

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Ly-6A/E (Sca-1) De Rato Para Citometria De Fluxo - P08648

Número do item: CM0009946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 direcionado a Ly-6A/E (Sca-1) de rato. Validado para citometria de fluxo, reage com rato, 115kDa. Adequado para pesquisa em células-tronco e hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 mAb de Coelho anti-Ly-6A/E (Sca-1) de Rato
Observações/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espécie	Rato
ID do Gene	110454
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-111 de Ly-6A/E (Sca-1) de rato (NP_034868.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P08648
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco de gelo